

Descripción

GermiTec es un desinfectante de alto rendimiento a base de sales cuaternarias de amonio de quinta generación, el cual está específicamente diseñado para la desinfección de los equipos de lavandería, así como para los uniformes de los empleados y de las prendas utilizadas en el procesamiento de alimentos.

Usos recomendados

GermiTec puede utilizarse para la desinfección de los equipos de lavado, así como de las prendas y uniformes de los empleados de la industria alimenticia.

GermiTec puede utilizarse en las lavanderías de cualquier empresa dedicada al procesamiento de alimentos, como la industria láctea, las procesadoras de carnes, industrias del sector pesquero, industrias de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, etc.

Especificaciones Técnicas

Apariencia	Líquido transparente incoloro o ligeramente amarillento
Olor	Débil olor característico
Densidad, g/l	1.05 - 1.010
Concentración	10 % de mezcla de sales cuaternarias de amonio
Solubilidad	Completamente soluble en agua

Características	Solución HACCP
Formulado con sales cuaternarias de quinta generación	Elimina hasta un 99.999 % de los microorganismos patógenos de interés sanitario.
Tienen carga positiva	Se adhieren a la membrana celular de los microorganismos, para después penetrar y destruir sus capacidades metabólicas
Es más tolerantes al agua dura y a la presencia de materia orgánica que otros desinfectantes similares	No requieren agua baja en sales para el proceso de lavado
Fácil de usar y de rápida acción	Empieza su acción destructora de microorganismos en muy poco tiempo después de aplicarse
No contiene colorantes ni aromas artificiales	Impide la transferencia de colorantes y/o aromas a los alimentos procesados
No es corrosivo ni genera manchas	Puede aplicarse en prácticamente todos los materiales de construcción de los equipos de lavandería, y en cualquier tipo de prenda

Instrucciones de uso

1. Aplique **GermiTec** antes de iniciar el ciclo de lavado, y permita que actúe durante unos 5 minutos antes de realizar la carga de la lavadora
 2. Dependiendo de la carga microbiana, **GermiTec** puede diluirse hasta en 50 partes de agua. Utilice siempre agua potable.
 3. Al aplicar en el lavado, aplique 1 litro de **GermiTec** por cada 50 litros de agua utilizada.
- Para más información, consulte a nuestro Departamento Técnico: asistencia.tecnica@haccp.mx

Presentación

GermiTec está disponible en porrones de plástico de 5, 20 y 50 litros, así como en tambores de 200 litros.

Precauciones y primeros auxilios

No se deje al alcance de los niños. Utilice siempre equipo de seguridad. Por contacto con la piel, lave con agua abundante. En caso de contacto ocular, enjuague con abundante agua por lo menos durante 15 minutos y consultar de inmediato a un especialista. Para más información, consulte la respectiva Hoja de Seguridad.